

RH 112 - LifePad® Assistant à la réanimation




Information visuelle via les LEDs de couleur pour maintenir la pression optimale sur la victime



Signal sonore pour ajuster facilement la fréquence de compression à 100 battements/minute



Positionnement sécurisé sur le torse grâce au schéma indicatif dessiné sur le LifePad®



Transportable et facile à ranger grâce à sa taille compacte à sa flexibilité
Surface de compression relevée pour aider au bon positionnement des mains

Adapté pour toutes les morphologies

Utilisable en parallèle à un défibrillateur (instructions sonores désactivables)

Technologie brevetée*

Adapté à une utilisation dès 12 ans

Protection anti-éclaboussures IP 44

Usage unique

Pile CR2032 incluse

Dispositif médical

Dimensions du produit (LxlxH) : 215 x 160 x 5 mm

Poids : env. 135 g

Garantie : 5 ans

Colisage : 3 unités / colis

EAN n° : 4211125 65302 6


Référence article n° : 653.02



Dispensez les premiers secours rapidement et en sécurité LifePad® - Votre assistant en cas d'urgence

La plupart des arrêts cardiaques se déclarent au domicile. Bon nombre de secouristes sont rapidement dépassés dès lors qu'ils sont confrontés à une urgence.

Le LifePad® vous guide tout au long du processus de réanimation et vous aide à effectuer les bons gestes étape par étape.



Les étapes **5a** et **5b** sont répétées au rythme du signal sonore pour maintenir la fréquence de 100 battements par minute.

Le massage cardiaque doit être effectué jusqu'à être en mesure de détecter des signes de vie ou jusqu'à ce que l'équipe de secours prenne le relais.